



## AD9627ABCPZ11-105

Parça Numarası	<a href="#">AD9627ABCPZ11-105</a>
İmalatçı / Marka	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>
Ürün Açıklaması	IC ADC 12BIT PIPELINED 64LFCSP
Veri sayfaları	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>

RoHS Durumu	N/A
Stok durumu	4418 pcs stock
Gemiden	Hong Kong
Sevkiyat yolu	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Alıntı Yap


Lütfen "Alıntı Al" ı tıklayın ve gerekli tüm alanları doldurun.İsteğinize 24 saat içinde e -posta yoluyla yanıt vereceğiz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bir mesaj bırakın veya bize e -posta gönderin. [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk)ve en kısa sürede size geri döneceğiz.

[ALINTI YAP](#)

### AD9627ABCPZ11-105 özellikleri AD9627ABCPZ11-105

Gerilim - Tedarik, Dijital	1.7V ~ 1.9V	Gerilim - Tedarik, Analog	1.7V ~ 1.9V
Tedarikçi Cihaz Paketi	64-LFCSP-VQ (9x9)	Dizi	-
Örnekleme Oranı (Per Second)	105M	referans Tipi	External, Internal
Oranı - S / H: ADC	1:1	Paket / Kutu	64-VFQFN Exposed Pad, CSP
Paketi	Tray	Çalışma sıcaklığı	-40°C ~ 85°C
Giriş Sayısı	2	Bit sayısı	12
A / D Dönüştürücü Sayısı	2	bağlantı Tipi	Surface Mount
Giriş tipi	Differential, Single Ended	Özellikler	Simultaneous Sampling
veri Arabirimi	Paralel	yapılandırma	S/H-ADC
Temel Ürün Numarası	AD9627	Mimari	Pipelined

### Alakalı haberler



Modüler Sistemler - Şeytan Gömülü Ayrıntılarda

2023/04/5

Sponsorlu İçerik: En son yarı iletkenler

2023/09/15

Otomotiv Salonu Mevcut Sensör ömür boyu% 1'dir ve MCU içerir

2023/09/12

Bileşik yarı iletken mancınık Bristol, Glasgow ve Durham'a genişler

2023/07/20

CSL'nin yeni inşaatı Derbyshire Genel Merkezi altı kat daha büyük

2023/08/3

IC, IoT madeni para hücre ömrünü uzatmak için akım nabzını keser

2023/07/11

Bir hafta içinde 2.000 kablo koşum takımı döndü

2023/08/3

Muayene kameraları üretimde 800nm'ye kadar ölçer

2023/08/11

Gömülü Dünya 2023: Tam Elektronik Haftalık Kılavuzunu Alın

2023/03/17

Schneider'in Cobot'u 3kg ve konumu 20µm'ye kaldırabilir

2023/08/7

Üçlü Ekran Atom X7000 Tahtası 4x 2.5Gbit/s Ethernet ve 2x RS-485

2023/08/21

Minimal invaziv beyin probu tek bir nöronu algılar

2023/07/21